

LaEvita

Recupera tu feminidad

El tratamiento con láser del síndrome genito-urinario de la menopausia

biolitec® tiene la solución completa para los principales trastornos que afectan al aparato reproductor femenino



¿Porqué LaEvita?

LaEvita es la nueva solución para el tratamiento de la atrofia vaginal y la incontinencia urinaria de esfuerzo leve. A diferencia de otros láseres de CO₂, se trata de una técnica NO ablativa y NO destructiva de los tejidos, que es bien tolerada por las pacientes.

¿Cómo funciona?

Gracias al aplicador especial, el láser LEONARDO® Dual emite una luz suave e indolora que estimula la producción de colágeno y restaura la elasticidad e hidratación, y mejora la vascularización de la mucosa vaginal. Cada sesión dura unos 10 minutos y se realiza sin anestesia.

El tratamiento incluye 3 sesiones con intervalos de 4 semanas. En los casos más graves, puede ser necesaria una sesión adicional. El procedimiento se realiza de forma ambulatoria, sin molestias para la mujer y no requiere hospitalización.

¿Qué se necesita?

La técnica requiere el uso del láser LEONARDO® Dual, piezas de mano especiales reutilizables de LaEvita y kits específicos para el tratamiento de la atrofia vaginal o de la incontinencia urinaria

Ventajas

- Reduce significativamente la sequedad y el dolor vaginal sin efectos secundarios
- Ayuda a mantener una vida íntima satisfactoria
- Procedimiento totalmente ambulatorio
- No requiere de anestesia
- Sin efectos secundarios
- Eficaz
- Terapia mínimamente invasiva
- No hay tiempo de inactividad



Piezas de mano LaEvita*

REF	Producto	Exterior ø [mm]	Interior ø [mm]	Longitud ø [mm]
400500400	LaEvita Small	24	2,20	100
400500410	LaEvita Medium	24	2,20	135
400500420	LaEvita Large	28	2,20	135
400500430	LaEvita Handpieces Set - (LaEvita small, medium, large)			

*La pieza de mano vaginal es reutilizable en tratamientos vaginales ginecológicos.



LEONARDO® DUAL 45
La solución completa para ginecología

Kits

REF	Producto	Componentes	Cantidad
503200610	Vaginal Atrophy LaEvita Kit, IC	Coupling Fiber, IC	1
		Side Fiber Tip	10
503200620	Urinary Incontinence LaEvita Kit, IC	Coupling Fiber, IC	1
		Radial Fiber Tip	10
		Side Fiber Tip	10



Biolitec® España

Teléfono: +34 91 991 08 57
Calle Colombia 63, 1
28016, Madrid
España

© biolitec®, LaEvita information Gynecology, 412510000, Rev. A, 20221220

Contacta
con nosotros

