

LaEvita

Rétablir la santé intime

Le traitement au laser du syndrome génito-urinaire de la ménopause

biolitec® offre une solution complète aux principaux troubles de l'appareil génital féminin



Pourquoi LaEvita ?

LaEvita est la nouvelle solution pratiquement indolore pour le traitement de l'atrophie vaginale et de l'incontinence urinaire d'effort légère. Contrairement aux techniques laser CO2, il s'agit d'une technique non ablatrice et non destructrice des tissus, pratiquement indolore et bien tolérée par les patientes.

Comment cela fonctionne ?

Grâce à son applicateur spécial, le laser LEONARDO® Dual émet une lumière douce et indolore qui stimule la production de collagène, restaure l'élasticité et l'hydratation du vagin, et améliore la vascularisation de la muqueuse vaginale. Chaque séance dure environ 10 minutes et est réalisée sans anesthésie. Le traitement comprend 3 séances à 4 semaines d'intervalle chacune. Dans les cas plus sévères, 1 séance supplémentaire peut être nécessaire. La procédure est réalisable en cabinet, est pratiquement indolore pour la femme et ne nécessite pas d'hospitalisation.

Quel équipement est nécessaire ?

La technique nécessite l'utilisation du laser LEONARDO® Dual, l'utilisation de pièces à main LaEvita spéciales, réutilisables, et de kits dédiés au traitement de l'atrophie vaginale ou de l'incontinence urinaire.

Avantages

- Réduit considérablement la sécheresse et les douleurs vaginales
- Aide à maintenir une vie intime épanouie
- Procédure réalisable en cabinet
- Ne requiert aucune anesthésie
- Sans effets secondaires
- Efficace
- Quasiment indolore
- Ne nécessite aucun arrêt d'activité



Pièces à main LaEvita*

REF	Produit	ø extérieur [mm]	ø intérieur [mm]	Longueur ø [mm]
400500400	LaEvita Small	24	2,20	100
400500410	LaEvita Medium	24	2,20	135
400500420	LaEvita Large	28	2,20	135
400500430	LaEvita Handpieces Set - (LaEvita small, medium, large)			

*La pièce à main vaginale est réutilisable pour les traitements gynécologiques vaginaux.



LEONARDO® DUAL 45
La solution complète pour la gynécologie et plus encore



Kits

REF	Produit	Composants	Quantité
503200610	Vaginal Atrophy LaEvita Kit, IC	Coupling Fiber, IC	1
		Side Fiber Tip	10
503200620	Urinary Incontinence LaEvita Kit, IC	Coupling Fiber, IC	1
		Radial Fiber Tip	10
		Side Fiber Tip	10



biolitec biomedical technology GmbH

Téléphone: +49 3641 519 53 0

Otto-Schott-Str. 15

07745 Jena, Germany

© biolitec®, LaEvita information Gynecology, 413510000, Rev. A, 10012023

Contactez nous

