

LOMA

Pièce à main de focalisation

Traitement laser des condylomes



LOMA

REF	Produit
503200970	LOMA Focus Handpiece
AB 2854	LOMA Handpiece Protection Cap




Pièce à main de focalisation LOMA




LEONARDO® DUAL 45

Universel & ingénieux



Verrues génitales avant traitement



Traitement laser

Traiter efficacement les condylomes avec LEONARDO® DUAL et LOMA

La pièce à main de focalisation LOMA a été développée spécialement pour le traitement des condylomes. Les condylomes sont des verrues génitales provoquées par un virus, le papillomavirus humain (HPV). Grâce au spot laser focalisé de 1,0 mm, les zones affectées sont irradiées par le laser LEONARDO® DUAL.

Utilisation:

- Vaporisation des zones affectées avec les longueurs d'ondes DUAL 980 nm et 1470 nm
- Destruction totale du génome viral grâce à l'action en profondeur
- Procédé sans contact
- Traitement économique grâce à l'appareil manuel réutilisable

Équipement de l'appareil LOMA:


- Durée de vie de deux ans garantie
- Fonctionnement fiable
- Le kit comprend trois embouts stérilisables, de sorte à ce que plusieurs patients puissent être traités les uns après les autres

Avantages:

- Pas de sang dans le champ opératoire
- Faible dégagement de fumée
- Temps de traitement court
- Pas de brûlures, surface vitale de la peau préservée
- Réduction des douleurs post-opératoires

Laser à diode et conducteur optique développés sous l'égide de biolitec AG et commercialisés par CeramOptec SIA basé à Livani (Lettonie). Le groupe biolitec est présent à l'échelle internationale depuis plus de 30 ans avec de nombreux bureaux dans le monde entier.

Renseignez-vous sur les autres domaines d'utilisation sur notre site www.biolitec.fr et contactez-nous.



biolitec® worldwide

biolitec Holding GmbH & Co KG

Vienna, Austria
phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com

biolitec biomedical technology GmbH

Jena, Germany
Phone: +49 3641 519 53 0

biolitec Schweiz GmbH

Wollerau, Switzerland
Phone: +41 55 555 30 20

biolitec España

Madrid, Spain
Phone: +34 91 9910857

biolitec Italia SRL

Milano, Italy
Phone: +39 02 8423 0633

biolitec Tibbi Cihazları Ltd. Şti.

Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 574 7456

OOO biolitec Spb

Saint-Petersburg, Russia
Phone: +7 812 4493752

biolitec FZ LLC

Dubai, UAE
Phone: +971 44 29 85 92

biolitec laser science and technology Shanghai Ltd.

Shanghai, China
Phone: +86 21 6308 8856

biolitec Sdn. Bhd.

Selangor, Malaysia
Phone: +60 3 5569 7158

biolitec India Private Ltd.

Bangalore, India
Phone: +91 93275 11005

PT. Biolitec

Tangerang, Indonesia
Phone: +62 21 295 57 419

biolitec Korea Ltd.

Seoul, Republic of Korea
Phone: +82 2 701 4707

Equipos Laser de Uso Médico y Fibras Ópticas SA de CV

(Biolitec Mexico & Latin America)
Phone: +52 (55) 5573 1800

Biolitec Biotecnologia Comércio, Importação, Exportação LTDA

São Paulo, Brazil
Phone: +55 11 2093 8602

CeramOptec GmbH

Bonn, Germany
Phone: +49 228 979670

Ceram Optec SIA

Riga, Latvia
Phone: +371 653 25 994



All fibers are free of latex and DEHP. Our fibers are single use products (unless otherwise indicated) delivered sterile for immediate use.

Imprint

biolitec Holding GmbH & Co KG
Untere Viaduktgasse 6/9
A-1030 Wien
Phone: +43 1 3619 909 50
www.biolitec.com