




Systèmes laser LEONARDO®

Données techniques	LEONARDO® Mini 1470	LEONARDO® DUAL 45
REF	SL1470nm12W	SL980+1470nm45W
Longueur d'onde	1470 nm	980 nm et 1470 nm
Puissance	12 W	45 Watt (1470 nm / 15 Watt + 980 nm / 30 Watt), réglable individuellement
Diamètre des fibres	≥ 360 µm	≥ 360 µm
Faisceau pilote	635 nm, max. 4 mW	532 nm et 635 nm, vert 1 mW, rouge 4 mW, intensité définie par l'utilisateur
Mode de traitement	CW, Pulse Mode (en option), ELVeS® Signal	CW, Pulse Mode, Derma Mode
Durée d'impulsion / -pause	0.01 - 60 sec. / 0.01 - 60 sec.	0.01 – CW / 0.01 – 60 sec.
Alimentation électrique	110 - 240 VAC, 50 - 60 Hz (7.2 VDC @ 36 W)	110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 450 VA
Batteries	Batteries Li-ion	
Dimensions (H x L x P)	6.0 cm x 9.0 cm x 21.5 cm	env. 28 cm x 37 cm x 9 cm
Poids de l'appareil	900 g	env. 8.5 kg

Tous les appareils laser comprennent 3 lunettes de sécurité, une pédale d'activation, un connecteur de verrouillage, un cordon d'alimentation et un manuel dans une valise de transport.



Fibres

LipoLas® - Laser Lift

REF	Produit	QTÉ	Longueur [m]	ø Embout fibre [µm]
503200292	Bare Fiber 365 µm, Flat Tip, IC	10	2.6	445

LipoLas®

503500530	Bare Fiber 400 µm, Cylindrical Tip, IC	10	2.6	750
503500520	Bare Fiber 600 mic, Cylindrical Tip, IC	10	2.6	860
503500510	Bare Fiber 1000 mic, Cylindrical Tip, IC	10	2.6	1400

Accessoires

AB5815-1	Y-Connector Pack
AB1633	Aiguille fine 21/150, Rev.A
400100100	Universal Dual Luer Handpiece

