


NEW
LEONARDO®
Mini 1470 nm –
Ahora con potencia
de 12W



LEONARDO®



Modelo	LEONARDO® Mini 1470	LEONARDO® 1470	LEONARDO® 1940
REF	SL1470nm12W	SL1470nm15W	SL1940nm10W
Longitud de onda	1470 nm	1470 nm	1940 nm
Potencia	12 W	15 W	10 W
Diámetro de la fibra	≥ 360 µm	≥ 360 µm	≥ 360 µm
Luz guía	635 nm, max. 4 mW	532 nm y 635 nm, verde 1 mW, roja 4 mW, intensidad controlada por el usuario	635 nm, roja 4 mW, intensidad controlada por el usuario
Modo de tratamiento	Modo continuo, modo pulsado (opcional), Señal ELVeS®	Modo continuo, modo pulsado, Señal ELVeS®, segmento ELVeS®, modo Derma	Modo continuo, modo pulsado, Señal ELVeS®, segmento ELVeS®
Duración de pulso / pausa	0.01–180 s. / 0.01–180 s.	0.01–60 s. / 0.01–60 s.	0.01–60s. / 0.01–60 s.
Suministro energético	110–240 VAC, 50–60 Hz (12 VDC @ 100 W)	110–240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA	110–240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA
Baterías	Baterías Ion-litio	–	–
Dimensiones (h × a × l)	6.0 cm × 9.0 cm × 21.5 cm	28 cm × 37 cm × 9 cm	28 cm × 37 cm × 9 cm
Peso	900 g	8.5 kg aprox.	8.5 kg aprox.

Todos los equipos láser incluyen, 3 juegos gafas de seguridad, pedal, conector de enclavamiento, cable de alimentación y manual en un estuche de transporte.

Fibras

REF	Producto	PU*	longitud [m]	ø punta de fibra [mm]	CI**
503100150	ELVeS Radial slim Fiber, IC	10	2.5	1.25	4 Fr
503100100	ELVeS Radial Fiber, IC	10	2.5	1.85	6 Fr
503100140	ELVeS Radial swift Fiber, IC	10	2.5	1.5	5 Fr
503100170	ELVeS Radial 2ring Fiber, IC	10	2.5	1.85	6 Fr
503100155	ELVeS Radial 2ring slim Fiber, IC	10	2.5	1.25	4 Fr
503100145	ELVeS Radial 2ring Pro Fiber, IC	10	2.5	1.85	6 Fr

Kits

503100160	ELVeS Radial slim Kit / Venflon, IC	10	2.5	1.25
503100130	ELVeS Radial Kit 6F, IC	10	2.5	1.85
503100141	ELVeS Radial swift Kit, IC	10	2.5	1.5
503100185	ELVeS Radial 2ring Kit 6F	10	2.5	1.85
503100156	ELVeS Radial slim 2ring Kit, IC	10	2.5	1.25
503100146	ELVeS Radial 2ring Pro Fiber Kit, IC	10	2.5	1.85

* Packaging unit ** Introdutores compatibles