


NOUVEAU
LEONARDO®
 Mini 1470 nm –
 Désormais
 également avec
 12 watts



LEONARDO®



Modèle	LEONARDO® Mini 1470	LEONARDO® 1470	LEONARDO® 1940
REF	SL1470nm12W	SL1470nm15W	SL1940nm10W
Longueur d'ondes	1470 nm	1470 nm	1940 nm
Puissance	12 watts	15 watts	10 watts
Diamètre des fibres	≥ 360 µm	≥ 360 µm	≥ 360 µm
Faisceau cible	635 nm, max. 4 mW	532 nm et 635 nm vert 1 mW, rouge 4 mW intensité définie par l'utilisateur	635 nm, rouge 4 mW, intensité définie par l'utilisateur
Mode de traitement	Continu, Pulsé (en option), ELVeS® Signal	CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode	CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment
Longueur / pause d'impulsion	0.01 – 180 sec. / 0.01 – 180 sec.	0.01 – 60 sec. / 0.01 – 60 sec.	0.01 – 60 sec. / 0.01 – 60 sec.
Alimentation électrique	110 – 240 VAC, 50 – 60 Hz (12 VDC @ 100 W)	110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA	110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA
Batteries	Batteries Li-ion	–	–
Dimensions (H × L × P)	6.0 cm × 9.0 cm × 21.5 cm	env. 28 cm × 37 cm × 9 cm	env. 28 cm × 37 cm × 9 cm
Poids	900 g	env. 8.5 kg	env. 8.5 kg

Tous les kits laser comprennent trois lunettes de protection, une pédale de commande, un interlock interrupteur de porte, un câble d'alimentation et un manuel dans une mallette de transport.

Fibres

REF	Nom du produit	UV	Longueur [m]	Ø Pointe de la fibre [mm]	KE
503100150	ELVeS Radial slim Fiber, IC	5	2.5	1.25	4 Fr
503100100	ELVeS Radial Fiber, IC	5	2.5	1.85	6 Fr
503100140	ELVeS Radial swift Fiber, IC	5	2.5	1.5	5 Fr
503100170	ELVeS Radial 2ring Fiber, IC	5	2.5	1.85	6 Fr
503100155	ELVeS Radial 2ring slim Fiber, IC	5	2.5	1.25	4 Fr
503100145	ELVeS Radial 2ring Pro Fiber, IC	5	2.5	1.85	6 Fr

Kits

503100160	ELVeS Radial slim Kit / Venflon, IC	5	2.5	1.25
503100130	ELVeS Radial Kit 6F, IC	5	2.5	1.85
503100141	ELVeS Radial swift Kit, IC	5	2.5	1.5
503100185	ELVeS Radial 2ring Kit 6F	5	2.5	1.85
503100156	ELVeS Radial slim 2ring Kit, IC	5	2.5	1.25
503100146	ELVeS Radial 2ring Pro Fiber Kit, IC	5	2.5	1.85